

WbおよびElisa用抗Hnf4Aポリクローナル抗体 - P41235

商品番号: CM0019741



前書き

ヒトHNF4Aに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。肝臓遺伝子の転写制御、概日リズム、代謝性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNF4AウサギpAb
備考／別名	TCF; HNF4; MODY; FRYS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3172
GeneID	3172
免疫原	ヒトHNF4A (NP_849180.1) のアミノ酸226～325内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41235
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷バッグ