


抗Hnf4Gポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q14541

商品番号: CM0023749



前書き

ヒトHNF4G（NR2A2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示し、約46 kDaのバンドを検出します。核レセプター転写因子の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNF4G ウサギpAb
別名	NR2A2; NR2A3; HNF4G
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3174
GeneID	3174
免疫原	ヒトHNF4G（NP_004124.4）のアミノ酸366～445番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14541
タンパク質分子量	46kDa
配送方法	保冷剤