


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hnf4G ラビットモノクローナル抗体 - Q14541

商品番号: CM0012131



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされたラビットモノクローナル抗HNF4G抗体。ヒト、マウス、ラットのHNF4Gと反応します。転写調節および核内受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNF4G ラビット mAb
備考/別名	NR2A2; NR2A3; HNF4G
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3174
遺伝子ID	3174
免疫原	ヒトHNF4G5 (NP_004124.4) のアミノ酸319-408に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14541
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋