

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Hnmtポリクローナル抗体 - P50135

商品番号: CM0020444



前書き

ヒトHNMTを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスと交差
反応します。ヒスタミン代謝および気道反応性の研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNMT Rabbit pAb
備考/別名	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3176
遺伝子ID	3176
免疫原	ヒトHNMT (NP_008826.1) のアミノ酸1-292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50135
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ