


Wb、Ip、Elisa用 抗Hnmt ウサギ ポリクローナル抗体 - P50135

商品番号: CM0017698



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みの高品質なウサギポリクローナル抗HNMT抗体。ヒトおよびマウスのヒスタミンN-メチルトランスフェラーゼ（33kDa）を標的とします。ヒスタミン代謝および気道応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNMT ウサギ pAb
備考/別名	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
種	ヒト
GeneID	3176
免疫原	ヒトHNMT（NP_008826.1）のアミノ酸1-292に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50135
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ