


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hnrnp A1ポリクローナル抗体 - P09651

商品番号: CM0025611



前書き

ヒト hnRNP A1 (P09651)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。RNAスプライシング、輸送、およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP A1 Rabbit pAb
備考/別名	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3178
遺伝子ID	3178
免疫原	ヒト hnRNP A1 (NP_112420.1) のアミノ酸1-372に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09651
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋