


Wb用 抗Hnrnp A1 ウサギモノクローナル抗体 - P09651

商品番号: CM0003158



前書き

ヒトhnRNP A1 (P09651)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。W
B、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。マウスおよ
びラットと交差反応性があります。mRNAプロセシン
グおよび神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP A1 ウサギ mAb
備考/別名	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3178
GeneID	3178
免疫原	ヒトhnRNP A1 (P09651) のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09651
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ