

Anti-Hnrrnp A2B1 Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

商品番号: CM0008190



前書き

Anti-hnRNP

A2B1ラビットモノクローナル抗体（KD検証済み）。ウェスタンブロット、IHC、IF、ELISAに使用可能。

ヒト、マウス、ラットのhnRNP

A2B1を検出。ペプチド免疫原；37

kDa。RNAプロセッシングおよび自然免疫研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] hnRNP A2B1 Rabbit mAb
備考/別名	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3181
GeneID	3181
免疫原	ヒト HNRNPA2B1 (NP_112533.1) のアミノ酸151-250領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22626
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋