

Wb、If、Elisa用 抗Hnrnp C ウサギモノクローナル抗体 - P07910

商品番号: CM0010863



前書き

抗hnRNP C

ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスに反応性を示し、WB、IF/ICC、IF-

P、ELISAで検証済み。前駆体mRNA結合とスプライシングに関与するヘテロ核リボヌクレオタンパク質C1/C2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP C ウサギ mAb
備考/別名	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3183
GeneID	3183
免疫原	ヒトhnRNP C (P07910) のアミノ酸80-170に対応する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07910
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ