

抗Hnrnp C1/C2 ウサギポリクローナル抗体 - P07910

商品番号: CM0019847



前書き

ヒトhnRNP C

(C1/C2)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。前駆体mRNA結合、mRNA安定性、スプライシングに関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP C ウサギ pAb
備考/別名	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3183
GeneID	3183
免疫原	組換えタンパク質[ヒトhnRNP C (NP_112604.2)のアミノ酸86-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07910
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ