


抗Hnrnp E1/Pcbp1 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q15365

商品番号: CM0003667



前書き

ヒトPCBP1 (hnRNP

E1) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。RNAプロセッシングと赤血球生成に関与するPoly(rC)結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	hnRNP E1/PCBP1 ウサギmAb
別名	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5093
免疫原	ヒトPCBP1 (Q15365) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15365
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤