

抗Hnrnp E1/Pcbp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q15365

商品番号: CM0004025



前書き

ヒトhnRNP E1/PCBP1（SWISS: Q15365）に対する高性能ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。RNA結合タンパク質および赤血球生成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP E1/PCBP1 ウサギ mAb
備考/別名	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
種	ヒト
GeneID	5093
免疫原	ヒトhnRNP E1/PCBP1（NP_006187.2）のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15365
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ