


Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q15366

商品番号: CM0024704



前書き

ヒト hnRNP E2/PCBP2 (Q15366)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RNAプロセッシングおよび抗ウイルス自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP E2/PCBP2 ウサギ pAb
備考/別名	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5094
GeneID	5094
免疫原	合成ペプチド ヒト hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1) のアミノ酸150-250内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15366
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ