


抗Hnrnp E2/Pcbp2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q15366

商品番号: CM0003879



前書き

ヒトhnRNP

E2/PCBP2を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IP、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。抗ウイルスシグナル伝達、RNA代謝、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP E2/PCBP2 ウサギ mAb
備考/別名	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5094
GeneID	5094
免疫原	ヒトhnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1) のアミノ酸220-350aaに対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15366
タンパク質分子量	39 kDa
輸送	保冷バッグ