

抗Hnrnp Fウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P52597

商品番号: CM0007661



前書き

ヒトhnRNP

Fを対象としたウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。pre-mRNAプロセッシングと選択的スプライシングの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP F ウサギmAb
備考／別名	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; ヘテロジニアス核リボヌクレオタンパク質F; hnRNP F
対象種	ヒト
遺伝子ID	3185
免疫原	ヒトhnRNP F由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52597
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤