

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Hnrnp K ポリクローナル抗体 - P61978

商品番号: CM0022509



## 前書き

ヒトhnRNP K (P61978)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原（aa 1-280）。pre-mRNA代謝およびDNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | hnRNP K Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名       | AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K                        |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 3190                                                    |
| GeneID      | 3190                                                    |
| 免疫原         | ヒトhnRNP K (NP_112552.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | P61978                                                  |
| タンパク質分子量    | 51kDa                                                   |
| 配送          | 水袋                                                      |