

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hnrnp K ウサギモノクローナル抗体 - P61978

商品番号: CM0002689



前書き

ヒトhnRNP
Kを標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。pre-mRNAプロセッシング、p53シグナル伝達、神経細胞分化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP K ウサギ mAb
備考/別名	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3190
GeneID	3190
免疫原	合成ペプチド ヒトhnRNP K (P61978) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61978
タンパク質分子量	49kDa/51kDa
輸送	保冷バッグ