


## Anti-Hnrrnp Q/Syncrip ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O60506

商品番号: CM0012011



### 前書き

ヒト hnRNP Q/SYNCRIP (SWISS: O60506) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RNA代謝および翻訳制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | hnRNP Q/SYNCRIP ウサギ mAb                                                 |
| 備考/別名       | PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRNPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP |
| 種           | ヒト                                                                      |
| GeneID (ヒト) | 10492                                                                   |
| GeneID      | 10492                                                                   |
| 免疫原         | ヒト hnRNP Q/SYNCRIP (O60506) のアミノ酸 524-623 領域内の配列に対応する合成ペプチド             |
| ソース         | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                               |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                              |
| SWISS       | O60506                                                                  |
| タンパク質分子量    | 70kDa                                                                   |
| 配送          | アイスパック                                                                  |