


抗Hnrnp Q/Syncrip ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O60506

商品番号: CM0030908



前書き

hnRNP

Q/SYNCRIPを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAのアプリケーションでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性hnRNP

Qを検出し、mRNAプロセッシングおよび翻訳制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP Q/SYNCRIP Rabbit pAb
備考／別名	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10492
GeneID	10492
免疫原	ヒトhnRNP Q /hnRNP Q/SYNCRIP (NP_001153146.1) のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60506
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	氷袋