

Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Hnrnp U モノクローナル抗体 - Q00839

商品番号: CM0009607

前書き

ヒトhnRNP U

(Q00839)に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。クロマチン、RNA生物学、細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP U ウサギ mAb
備考/別名	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3192
GeneID	3192
免疫原	ヒトhnRNP U (Q00839)のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00839
タンパク質分子量	91 kDa
発送方法	保冷バッグ