

Anti-Hnrnp U ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q00839

商品番号: CM0028031

前書き

hnRNP U (SAF-A)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAについて検証済みです。クロマチン構造、転写、およびRNA生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP U ウサギ pAb
備考/別名	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3192
遺伝子ID	3192
免疫原	ヒト hnRNP U (NP_114032.2) のアミノ酸608-825に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00839
タンパク質分子量	91kDa
配送	アイスバッグ