

Wb、Ip、Elisa用抗Hnrnpa0ウサギポリクローナル抗体 - Q13151

商品番号: CM0028975

前書き

ヒトHNRNPA0（HNRPA0）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAの用途で検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。転写後調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPA0 Rabbit pAb
備考/別名	HNRPA0; HNRNPA0
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10949
遺伝子ID	10949
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHNRNPA0（NP_006796.1）のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13151
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋