

抗Hnrnpa3ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P51991

商品番号: CM0021283

前書き

ヒトHNRNPA3を標的とするウサギポリクローナル抗体（P51991）です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウス、ラットと交差反応します。特異性が高く、RNA輸送とスプライシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPA3 Rabbit pAb
別名	FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3
種	ヒト
遺伝子ID	220988
免疫原	合成ペプチド：ヒトHNRNPA3（NP_001317178.1）のアミノ酸100～200番目の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51991
タンパク質分子量	40kDa
配送方法	保冷剤