

Anti-Hnrnpcl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O60812

商品番号: CM0023030

前書き

ヒトHNRNPCL1に対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。
ヌクレオソーム[®]包装およびクロマチン研究に適しています。UniProt O60812、32kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HNRNPCL1 Rabbit pAb
備考/別名	HNRPCL1; HNRNPCL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	343069
遺伝子ID	343069
免疫原	ヒトHNRNPCL1 (NP_001013653.1) のアミノ酸200からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60812
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスパック