

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Hnrnpdポリクローナル抗体 - Q14103

商品番号: CM0018142



前書き

HNRNPd (AUF1) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。RNA生物学および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPd Rabbit pAb
備考/別名	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3184
GeneID	3184
免疫原	ヒトHNRNPd (NP_002129.2) のアミノ酸1-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14103
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷剤