

Anti-Hnrnpd ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q14103

商品番号: CM0005354



前書き

ヒトHNRNP D

(AUF1)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。mRNA安定性および概日リズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNP D Rabbit mugs
備考/別名	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNP D0; HNRNP D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3184
免疫原	ヒトHNRNP D (NP_112738.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14103
タンパク質分子量	38 kDa
配送	氷袋