

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hnrnpdラビットポリクローナル抗体 - Q14103

商品番号: CM0022908



前書き

ヒトHNRNPd (AUF1)
を標的とするラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。AU-rich element媒介性mRNA分解や概日リズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPd Rabbit pAb
備考/別名	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
種	ヒト
遺伝子ID	3184 (ヒト)
免疫原	ヒトHNRNPd (NP_002129.2) のアミノ酸1-306に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14103
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋