

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Hnrnpdl ポリクローナル抗体 - O14979

商品番号: CM0018560



前書き

ヒトHNRNPDLに対するウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。転写およびRNA結合研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPDL ウサギ pAb
備考/別名	HNRNP; JKTBP; HNRPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMD3; laAUF1; HNRNPDL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9987
遺伝子ID	9987
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHNRNPDL (NP_112740.1)の amino 酸261-420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14979
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ