

Wb用抗Hnrnp1ポリクローナル抗体 - P31943

商品番号: CM0030526



前書き

ヒトHNRNPH1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プレmRNAスプライシングやhnRNP複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPH1 ウサギ pAb
別名	HNRPH; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNPH1
対象種	ヒト
GeneID	3187
免疫原	ヒトHNRNPH1 (NP_005511.1) のアミノ酸191〜449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31943
タンパク質分子量	49kDa
配送方法	保冷剤梱包