

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hnrnplポリクローナル抗体 - P14866

商品番号: CM0026432



前書き

スプライシングおよび転写調節に関与するRNA結合タンパク質であるヒトHNRNPLを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。遺伝子発現および神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPL Rabbit pAb
備考/別名	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3191
遺伝子ID	3191
免疫原	ヒトHNRNPL (NP_001524.2) のアミノ酸282-589に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14866
タンパク質分子量	64kDa
配送	氷袋