

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hnrnplポリクローナル抗体 - P14866

商品番号: CM0015944



前書き

ヒトHNRNPL (hnRNP-L) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットでバリデーション済み。RNAスプライシングおよび神経分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPLウサギpAb
備考／別名	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3191
GeneID	3191
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14866
タンパク質分子量	64 kDa
輸送	保冷バッグ