

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Hnrnpm ポリクローナル抗体 - P52272

商品番号: CM0030164



前書き

ヒト、マウス、ラットに交差反応性を持つ、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証されたHNRNPMに対する高品質ウサギポリクローナル抗体。RNAスプライシングおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPM ウサギ pAb
備考/別名	CEAR, HNRPM, HTGRI, NAGRI, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM
種	ヒト
遺伝子ID	4670
免疫原	ヒトHNRNPM (NP_005959.2) のアミノ酸491-730に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52272
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ