


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hnrnprポリクローナル抗体 - O43390

商品番号: CM0028163



前書き

HNRNPRに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。mRNAプロセッシングおよびスプライソソームの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPR Rabbit pAb
備考/エイリアス	HNRNPR; NEDDFSFB; hnRNP-R; HNRNPR
種	ヒト
GeneID	10236
免疫原	合成ペプチド：ヒトHNRNPR（NP_005817.1）のアミノ酸500からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43390
タンパク質分子量	71 kDa
配送	氷袋