


## 抗Hnrnpr ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] For Wb, If/Icc, Elisa - O43390

商品番号: CM0023448



### 前書き

HNRNPRを標的とするウサギポリクローナル抗体。HNRNPRは、前駆体mRNAプロセッシングに関与するリボヌクレオソームの主要構成要素です。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISA用に検証済み。スプライシングおよび神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 製品名         | [KO検証済み] HNRNPR ウサギ pAb                         |
| 備考/別名       | HNRNPR; NEDDFSb; hnRNP-R; PR                    |
| 種           | ヒト                                              |
| GeneID (ヒト) | 10236                                           |
| GeneID      | 10236                                           |
| 免疫原         | ヒトHNRNPR (NP_005817.1) のアミノ酸550-633に対応する合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                             |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                       |
| 適用          | WB, IF/ICC, ELISA                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                      |
| SWISS       | O43390                                          |
| タンパク質分子量    | 71kDa                                           |
| 輸送          | 保冷バッグ                                           |