


Wb、Elisa用 抗Hnrnpul1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Buj2

商品番号: CM0024231



前書き

WBおよびELISA用HNRNPUL1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのHNRNPUL1（転写調節因子およびRNA結合タンパク質）を認識します。転写およびmRNAプロセッシングにおける診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPUL1 ウサギ pAb
備考/別名	EIBAP5; EIB-AP5; HNRPUL1; HNRNPUL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11100
GeneID	11100
免疫原	ヒトHNRNPUL1（NP_008971.2）のアミノ酸209-410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BUJ2
タンパク質分子量	42-96 kDa
発送	保冷バッグ