


抗Hnrbabポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q99729

商品番号: CM0021960



前書き

HNRNPAB (HNRNPAB)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、
ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応
性あり。組換え免疫原を使用。RNA結合、hnRNP機
能、およびAPOB mRNA編集の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPAB ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ABBP1; HNRNPAB; HNRNPAB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3182
遺伝子ID	3182
免疫原	ヒトHNRNPABの1-285アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004490.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99729
タンパク質重量	36kDa
配送	アイスパック