


Anti-Hnrpll Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Wvv9

商品番号: CM0018671



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-HNRPLL Rabbit Polyclonal

Antibody。ヒト、マウス、およびラットのHNRPLL（ストローマRNA調節因子）を認識します。これは、様々な組織における選択的スプライシングの重要な調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRPLL Rabbit pAb
備考/別名	SRRF; HNRPLL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92906
GeneID	92906
免疫原	ヒトHNRPLL (NP_612403.2) のアミノ酸250-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WVV9
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスパック