

Wb、Elisa用 抗Homer1ウサギモノクローナル抗体 - Q86Ym7

商品番号: CM0003708

前書き

ヒトHomer1（HOMER、SYN47）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトおよびラットとの交差反応性あり。神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Homer1 ウサギ mAb
備考/別名	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; Homer1
種	ヒト
GeneID	9456
免疫原	ヒトHOMER1（NP_004263.1）のアミノ酸101-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q86YM7
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤