

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Homer1ウサギモノクローナル抗体 - Q86Ym7

商品番号: CM0010864

前書き

Homer1 (HOMER、SYN47、Ves-1) に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットにおけるWB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。シナプス性代謝型グルタミン酸受容体シグナル伝達および神経可塑性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Homer1ウサギmAb
備考／別名	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9456
GeneID	9456
免疫原	ヒトHOMER1 (NP_004263.1) のアミノ酸170～354に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q86YM7
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ