

Anti-Homer1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa) - Q86Ym7

商品番号: CM0023360

前書き

ヒトHOMER1 (SYN47)、すなわちシナプス後足場タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。シナプス可塑性およびカルシウムシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOMER1 ウサギ pAb
備考/別名	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9456
GeneID	9456
免疫原	ヒトHOMER1 (NP_004263.1) のアミノ酸71-170領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86YM7
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ