

Wb、Elisa用 Anti-Hooc4 ポリクローナル抗体 - P09017

商品番号: CM0028103

前書き

ヒトHOXC4に対する高親和性ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。前後軸形成に重要なホメオボックス転写因子であるヒトおよびマウスHOXC4と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXC4 ウサギ pAb
備考/別名	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3221
GeneID	3221
免疫原	ヒトHOXC4（NP_055435.2）のアミノ酸30-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス
SWISS	P09017
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ