

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Hook1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ujc3

商品番号: CM0029596

前書き

HOOK1

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。小胞輸送と精子形成に関与するタンパク質、Hook homolog 1を標的とします。発生生物学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOOK1 ウサギ pAb
備考/別名	HK1; HOOK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51361
GeneID	51361
免疫原	ヒトHOOK1 (NP_056972.1) のアミノ酸489-728に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJC3
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ