

Anti-Hook2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Ed9

商品番号: CM0005970

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用HOOK2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのHOOK2（セントロソームおよび小胞輸送タンパク質）を検出します。アグリソーム形成およびAP-4複合体の分布の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOOK2 Rabbit mAb
備考/別名	HK2; HOOK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29911
GeneID	29911
免疫原	合成ペプチド ヒトHOOK2 (Q96ED9) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96ED9
タンパク質分子量	83kDa
配送	クールバッグ