


抗Hook3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q86Vs8

商品番号: CM0013288



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗HOOK3ポリクローナル抗体です。細胞内輸送とゴルジ体組織化を制御するダイニンアダプターである、ヒト、マウス、ラットのHOOK3を検出します。細胞骨格および小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOOK3 ウサギ pAb
備考/別名	HK3; HOOK3
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	84376
GeneID	84376
免疫原	ヒトHOOK3 (NP_115786.1) のアミノ酸489～718に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86VS8
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	氷袋