

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Hoxa10 ポリクローナル抗体 - P31260

商品番号: CM0026645

前書き

ヒトHOXA10（発生パターン形成に関与するホメオボックス転写因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。遺伝子制御および発生生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA10 ウサギ pAb
備考/別名	PL; HOX1; HOX1H; HOX1.8; HOXA10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3206
GeneID	3206
免疫原	ヒトHOXA10 (NP_061824.3) のアミノ酸236-336に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31260
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ