

抗Hoxa11ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P31270

商品番号: CM0030623

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗HOXA11ウサギポリクローナル抗体。前後軸の発生パターン形成に不可欠なホメオボックス転写因子であるヒト、マウス、ラットのHOXA11を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA11 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	HOX1; HOX2; RUSAT1; HOXA11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3207
遺伝子ID	3207
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHOXA11の1-180アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005514.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31270
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ