


抗Hoxa13モノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P31271

商品番号: CM0004853



前書き

WBおよびELISAで検証済みのHOXA13ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。発生における転写調節の研究に適しています。SWISS : P31271。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA13 ウサギmAb
備考/別名	HOXI; HOXIJ; HOXA13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3209
GeneID	3209
免疫原	ヒトHOXA13 (P31271) のアミノ酸250-350内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31271
タンパク質重量	40kDa
配送	アイスバッグ