


Wb、Elisa用 Anti-Hoxa13 ポリクローナル抗体 - P31271

商品番号: CM0013749



前書き

ヒトHOXA13を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。約40 kDaのバンドを検出し、発生生物学および転写因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA13 ウサギ pAb
備考/別名	HOXI; HOXIJ; HOXA13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3209
遺伝子ID	3209
免疫原	ヒトHOXA13 (NP_000513.2) のアミノ酸140-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31271
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ