

Wb、Elisa用抗Hoxa7ウサギポリクローナル抗体 - P31268

商品番号: CM0017147

前書き

ヒトHOXA7を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。発生遺伝子制御および前後軸形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA7ウサギpAb
備考/別名	ANTP; HOX1; HOX1A; HOX1.1; HOXA7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3204
遺伝子ID	3204
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHOXA7 (NP_008827.2) のアミノ酸1〜120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31268
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ