

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hoxa9ウサギモノクローナル抗体 - P31269

商品番号: CM0002095

前書き

ヒトHOXA9（ホメオボックスタンパク質Hox-A9、P31269）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。発生生物学、腫瘍学、転写研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA9 ウサギ mAb
備考/別名	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3205
遺伝子ID	3205
免疫原	ヒトHOXA9（P31269）のアミノ酸173-272に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P31269
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ